



ZP: Mikroskopführerschein

Biologie 5

Name Lernpartner/in:

Name Lernbegleiter/in:

Datum:

① Ordne zu!

/ 6

- | | |
|----------------------------|--|
| Grob- und Feintrieb ● | ○ Hier schaut man in das Mikroskop. |
| Blende ● | ○ Hier schaut man in das Mikroskop. |
| Objektrevolver ● | ○ Hier kann ich die Helligkeit einstellen. |
| Stativ ● | ○ Braucht man zur Einstellung der verschiedenen Objektive. |
| Objekttisch mit Klammern ● | ○ Hält das Objekt, das ich anschauen möchte. |
| Okular ● | ○ Damit kann ich das Bild scharf einstellen. |

② Beschrifte das Mikroskop. Das Bild siehst du auf der anderen Seite.


/ 12

- | | |
|-------|------------------|
| 1. ● | ○ Tubus |
| 2. ● | ○ Okular |
| 3. ● | ○ Objektrevolver |
| 4. ● | ○ Objektiv |
| 5. ● | ○ Objekttisch |
| 6. ● | ○ Blende |
| 7. ● | ○ Licht |
| 8. ● | ○ Lichtschalter |
| 9. ● | ○ Stativ |
| 10. ● | ○ Grobtrieb |
| 11. ● | ○ Feintrieb |
| 12. ● | ○ Fuß |



ZP: Mikroskopführerschein

Biologie 5



https://www.nawi-aktiv.deumaterial/mikroskopPDFsDer_Mikroskopfuehrerschein.pdf
(2023)

Du hast von 18 Punkten erreicht (bestanden bei 14½ Punkten).



bestanden



nicht bestanden

Datum/Kürzel:

